

レジオネラ遺伝子検査(LAMP法)


受託のご案内

短時間でレジオネラ属菌の有無の判定が可能です。

通常の「培養法」では結果ができるまでに7~10日と多くの日数を要していました。遺伝子検査法(LAMP法)では数時間で判定を行うことができ、

清掃後の確認など急を要する検査でお困りの際には最適な検査となっております。LAMP法は「レジオネラ症防止対策マニュアル」に採用されている有用な手法です。

検査の流れ



価格と納期

分析方法	納期	価格(1検体)
LAMP法	検体到着後24時間	¥12,000
培養法	7~10日	¥4,000

検査概要


培養法

培養法は、菌を培養することでレジオネラを増やして見つける方法です。



遺伝子検査法(LAMP法)

遺伝子検査法は、レジオネラが持っているDNAの特有の一部を、LAMP法という方法で増やすことでレジオネラの有無を確認する方法です。



まずはお気軽にお問合せ下さい。

株式会社 同仁グローバル

住所: 熊本県上益城郡益城町田原2081-25

Tel : 096-286-1311

Fax : 096-286-1312

URL : <http://dojin-global.com/>

計量証明事業登録
水道法第20条登録検査機関
作業環境測定登録機関
土壌汚染対策法指定調査機関



<https://www.facebook.com/dojinglocal> 2018年6月